

Coelho Anti-Humano/Macaco Cd45 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P08575

Número do item: CM0010446



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD45 humano e de macaco-cynomolgus (P08575), validado para citometria de fluxo. Ideal para a detecção do antígeno comum de leucócitos em pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD45 mAb
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Saco com gelo