

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd45 Humano/Macaco Para Fc - P08575

Número do item: CM0004608



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD45 humano/macaco conjugado com para citometria de fluxo. Reconhece o antígeno leucocitário comum (LCA). Adequado para perfilamento de células imunes e pesquisa em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD45 Humano/Macaco
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5788
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo