

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd45 Para Citometria De Fluxo - P08575

Número do item: CM0008762



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD45 de coelho conjugado com para citometria de fluxo, com reatividade cruzada a CD45 humano e de macaco cynomolgus. Detecta o antígeno comum de leucócitos para estudos de imunofenotipagem e ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano/Macaco CD45
Observações/Alias	LCA, LY5, B220, CD45, L-CA, T200, CD45R, GP180, IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene	5788 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (CF)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso da Proteína	~147 kDa (canônico; múltiplas isoformas detectadas entre 131-147 kDa)
Envio	Bolsa de gelo