

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd45 Para Citometria De Fluxo - P08575-8

Número do item: CM0010932

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-CD45 conjugado ao para citometria de fluxo. Reage com a isoforma 6 do CD45 humano e de macaco cinomolgo (P08575-8), ideal para perfilagem e fenotipagem de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD45 mAb
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575-8
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo