

Coelho Anti-Humano/Macaco Cd45 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P08575-9

Número do item: CM0009933

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD45 (PTPRC, LCA) humano e de cinomolgo. Projetado para citometria de fluxo (FC), este anticorpo reconhece a isoforma 7 (P08575-9, ~138kDa). Fornecido em formato com gelo para garantir estabilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD45 mAb
Observações/Apelido	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575-9
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Saco com gelo