

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd45 Para Citometria De Fluxo - P08575

Número do item: CM0005142



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD45 humano e de macaco, validado para citometria de fluxo. Útil para detecção de antígeno comum de leucócitos em pesquisa de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD45 mAb
Observações/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	5788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 do CD45 humano (P08575)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P08575
Peso da Proteína	147kDa/143kDa/141kDa/136kDa/131kda
Envio	Saco de gelo