

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd45 Para Citometria De Fluxo - P08575

Número do item: CM0004821



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD45 humano e de macaco cynomolgo. Validado para citometria de fluxo, este anticorpo detecta múltiplas isoformas do antígeno comum de leucócitos, permitindo imunofenotipagem precisa em pesquisas de células T e hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD45
Observações/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-577 da proteína CD45 humana (P08575).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P08575
Peso da Proteína	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envio	Saco de gelo