

Mab Coelho Anti-Humano/Macaco Cd64 Para Citometria De Fluxo - P12314

Número do item: CM0012189



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD64 (FcγRI) humano e de macaco cynomolgus. Verificado para aplicações em citometria de fluxo, adequado para identificação de monócitos/macrófagos e ensaios de função imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD64
Observações/Alíase	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcγRI
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2209
ID do Gene	2209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-288 do CD64 humano (NP_000557.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reação Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P12314
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo