

Coelho Anti-Humano/Macaco Cd64 Mab - P12314

Número do item: CM0004470



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD64 (FCGR1A) humano/macaco, validado para citometria de fluxo. Receptor de alta afinidade para Fc de IgG em monócitos; adequado para monitoramento imunológico e pesquisas de ADCC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD64 mAb
Observações/Apelido	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2209
GeneID	2209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-288 do CD64 humano (NP_000557.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P12314
Peso da Proteína	43kDa/39kDa
Envio	Saco com gelo