

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd64 Para Citometria De Fluxo - P12314

Número do item: CM0009850



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD64 (FcγRI) humano/macaco, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de imunidade inata e adaptativa. Reatividade cruzada com cynomolgo. Receptor de IgG de alta afinidade específico de monócitos/macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human/Monkey CD64 mAb
Observações/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2209
GeneID	2209
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-288 do CD64 humano (NP_000557.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P12314
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Transporte	Bolsa de gelo