

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd69 Para Citometria De Fluxo - Q07108

Número do item: CM0007808



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD69 humano (SWISS: Q07108). Validado para citometria de fluxo em amostras humanas e de macaco-cinomolgo. Adequado para pesquisa de ativação de células imunes e homeostase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD69 mAb
Observações/Apelido	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espécie	Humano
GeneID	969
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-199 do CD69 humano (NP_001772.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomolgo
SWISS	Q07108
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo