

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd69 Para Citometria De Fluxo - Q07108

Número do item: CM0004166



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD69 humano e de macaco cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a ativação e homeostase de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano/Macaco CD69
Observações/Apelido	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	969
GeneID	969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-199 do CD69 humano (NP_001772.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco)
SWISS	Q07108
Peso Proteico	23kDa
Envio	Em saco de gelo