


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd86 Para Fc - P42081

Número do item: CM0012794



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD86 (B7-2) humano e do macaco cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar a coestimulação de células T e a função de células apresentadoras de antígenos na pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD86
Observações/Apelidos	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	942
ID do Gene	942
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-241 do CD86 humano (NP_787058.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco Cynomolgus
SWISS	P42081
Peso da Proteína	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo