


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd86 Para Fc - P42081

Número do item: CM0008050



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD86 humano e de macaco cynomolgo, validado para citometria de fluxo. CD86 é uma molécula coestimulatória em células apresentadoras de antígenos essencial para a ativação de células T. Adequado para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD86
Observações/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Espécie	Humano
ID do Gene	942 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-241 da CD86 humana (NP_787058.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P42081
Peso da Proteína	38kDa
Transporte	Saco de gelo