


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd86 Para Citometria De Fluxo - P42081

Número do item: CM0010361



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD86 humano (B7-2) de cynomolgus, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de ativação de células T e costimulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD86
Observações/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	942
GeneID	942
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-241 do CD86 humano (NP_787058.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P42081
Peso da Proteína	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo