


Mab Coelho Anti-Humano/Macaco Cd8A - P01732

Número do item: CM0012652



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD8a humano/macaco, validado para citometria de fluxo. Ideal para análise de subconjuntos de células T e imunofenotipagem em pesquisa translacional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD8a
Observações/Alias	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; molécula CD8a
Espécie	Humano
ID do Gene	925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 do CD8A humano (NP_001759.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01732
Peso da Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo