


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd8A Para Fc - P01732

Número do item: CM0012388



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD8a humano e de cynomolgus, adequado para citometria de fluxo. Reconhece o coreceptor de linfócitos T envolvido nas respostas imunes mediadas pela classe I do MHC. SWISS: P01732.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD8a
Observações/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	925
ID do Gene	925
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 da CD8A humana (NP_001759.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso da Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo