


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Cd8A Para Citometria De Fluxo - P01732

Número do item: CM0008022



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD8a humano/macaco, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para identificação de linfócitos T CD8+ e linfócitos citotóxicos em estudos de perfilagem imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco CD8a mAb
Observações/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 da CD8A humana (NP_001759.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01732
Peso da Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo