


Mab Coelho Anti-Humano/Macaco Hla-Dr Para Cf - P01903

Número do item: CM0010751



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 594 direcionado à cadeia alfa HLA-DR humano e de cynomolgo, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de apresentação de antígenos MHCII e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco HLA-DR
Observações/Apelido	HLA-DRA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3122
GeneID	3122
Imunógeno	Proteína recombinante de HLA-DRA humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01903
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo