

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Hla-Dr Para Fc - P01903

Número do item: CM0009214



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à cadeia alfa HLA-DR de humanos e macacos cynomolgus. Desenvolvido para citometria de fluxo, permitindo a identificação de células apresentadoras de antígeno que expressam MHCII em pesquisas de perfilagem imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco HLA-DR
Observações/Apelido	HLA-DRA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3122
Imunógeno	Proteína recombinante de HLA-DRA humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01903
Peso da Proteína	29kDa
Transporte	Bolsa de gelo