

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hla-Dr Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P01903

Número do item: CM0012592



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a cadeia alfa do HLA-DR humano/de macaco. Validado para citometria de fluxo; ideal para estudar a apresentação de antígenos do MHC de classe II em pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-HLA-DR Humano/ Macaco
Observações/Alias	HLA-DRA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3122
ID do Gene	3122
Imunógeno	Proteína recombinante do HLA-DRA humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinômolo
SWISS	P01903
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo