

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IgD Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo (Fc) - P01880

Número do item: CM0005628



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IgD humano/macaco conjugado com para citometria de fluxo (FC). Validado em humano e macaco rhesus. Adequado para imunofenotipagem de células B e estudo de respostas imunes mediadas por IgD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-IgD Humano/Macaco (mAb)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3495
GeneID	3495
Imunôgenio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-384 da IgD humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco Rhesus
SWISS	P01880
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em saco de gelo