

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco IgD Para Citometria De Fluxo - P01880

Número do item: CM0012776



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano/Macaco IgD validado para citometria de fluxo. Reconhece a região constante do IgD humano e de cinomolgo. Ideal para estudos de receptores de células B e pesquisa de imunidade humoral. 47 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco IgD mAb
Observações/Apelido	IGHD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3495
GeneID	3495
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-384 do IgD humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01880
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo