


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IgD Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P01880

Número do item: CM0009656



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-IgD Humano/Macaco para Citometria de Fluxo. Reconhece IgD humano e de macaco cinomolgo. Adequado para estudos de receptor de células B, pesquisa em imunoglobulinas e aplicações em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-IgD Humano/Macaco
Observações/Apelido	IGHD
Espécie	Humano
ID do Gene	3495
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-384 da IgD humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco Cinomolgo)
SWISS	P01880
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo