

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgD Humano/De Macaco Para Citometria De Fluxo - P01880

Número do item: CM0006250



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à cadeia pesada constante delta da imunoglobulina humana/de macaco (IgD) para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas e de macaco rhesus, com peso proteico de 42 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-IgD humano/de macaco
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3495
GeneID	3495
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-384 da IgD humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, rhesus
SWISS	P01880
Peso proteico	42 kDa
Transporte	Bolsa de gelo