

Mab Igg Coelho Anti-Humano/Macaco - Aaq57561.1

Número do item: CM0008768

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à cadeia pesada de IgG humana e de macaco. Desenvolvido para aplicações de citometria de fluxo intracelular (FC intra). Apresenta reatividade cruzada com IgG humana e de macaco cynomolgus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb IgG Coelho anti-Humano/Macaco
Espécie	Macaco
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 98-322 da IgG de macaco (AAQ57561.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
Envio	Bolsa de gelo