

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Igm Humana/Macaco - P01871-1

Número do item: CM0007850

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado à região constante da cadeia pesada de IgM humana/macaco (P01871-1). Validado para IF/ICC e citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de células B e imunoglobulinas no desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-IgM Humana/Macaco
Observações/Apelido	IGHM; AGM1; MU; VH; imunoglobulina pesada constante mu
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3507
GeneID	3507
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 218-453 da IgM humana (P01871)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01871-1
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo