

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Igm Humana/De Macaco Mab - P01871-1

Número do item: CM0004538

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho conjugado com direcionado à região constante da cadeia pesada de IgM humana e de macaco-cinomolgo. Adequado para aplicações de imunofluorescência (IF/ICC, IF-P) e citometria de fluxo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-IgM Humana/de Macaco mAb
Observações/Apelido	IGHM; AGM1; MU; VH; imunoglobulina pesada constante mu
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3507
ID do Gene	3507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 218-453 da IgM humana (P01871)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, FC
Reatividade Cruzada	Humana, Macaco-cinomolgo
SWISS	P01871-1
Peso Proteico	49kDa/51kDa
Envio	Saco de gelo