


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco IgM Para Fc - P01871

Número do item: CM0009051



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para a região constante da IgM humana, validado para citometria de fluxo (FC). Apresenta reatividade cruzada com macaco cynomolgus, sendo ideal para imunofenotipagem de células B e estudos de imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco IgM
Observações/Apelido	MU; VH; AGM1
Espécie	Humano
ID do Gene	3507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 218-453 da IgM humana (P01871)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01871
Peso da Proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo