


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgM Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P01871

Número do item: CM0012281



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à região constante da cadeia pesada de IgM humana/de macaco (P01871), projetado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa em células B e imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IgM Humano/Macaco
Observações/Apêndice	MU; VH; AGM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3507
GeneID	3507
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 218-453 da IgM humana (P01871).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus (Macaco)
SWISS	P01871
Peso Proteico	49kDa
Envio	Em saco de gelo