

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Igm Humano/Macaco Conjugado A , Para If/Icc & Fc - P01871-1

Número do item: CM0011097

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta pureza contra IgM humano/cinomolgo, conjugado a , validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Tem como alvo a região constante da IgM secretada (SWISS: P01871-1). Ideal para pesquisa de imunidade humoral e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-IgM Humano/Macaco conjugado a
Observações/Apelido	IGHM; AGM1; MU; VH; imunoglobulina pesada constante mu
Espécie	Humano
GeneID	3507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 218-453 da IgM humana (P01871)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01871-1
Peso Proteico	49kDa
Transporte	Saco de gelo