


Mab Coelho Anti-Humano/Macaco Ki67 - P46013

Número do item: CM0012228



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano/Macaco Ki67 desenvolvido para citometria de fluxo intracelular. Tem como alvo o marcador de proliferação Ki67 humano; apresenta reação cruzada com macaco cynomolgus. Ideal para pesquisa em ciclo celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 mAb
Observações/Apelidos	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Espécie	Humano
GeneID	4288
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 2271-2370 do Ki67 humano (NP_002408.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P46013
Peso Proteico	319kDa/359kDa
Transporte	Bolsa de gelo