

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Ki67 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P46013

Número do item: CM0010317



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra Ki67 humano e de macaco (P46013). Projetado para citometria de fluxo intracelular, permitindo a detecção direta de células em proliferação em aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano/macaco Ki67
Observações/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4288
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2271-2370 do Ki67 humano (NP_002408.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (Intracelular) (FC (intra))
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P46013
Peso da Proteína	319kDa/359kDa
Envio	Bolsa de gelo