


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Ki67 Para Citometria De Fluxo - P46013

Número do item: CM0011365



introdução

Anticorpo monoclonal conjugado com fluoróforo anti-Ki67 humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Reage cruzadamente com macaco cynomolgo. Adequado para estudos de proliferação e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco Ki67
Observações/Apelido	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4288
ID do Gene	4288
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 2271-2370 do Ki67 humano (NP_002408.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P46013
Peso da Proteína	319kDa/359kDa
Envio	Bolsa de gelo