


Coelho Anti-Humano/Macaco Ki67 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo Intracelular - P46013

Número do item: CM0011146



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que reconhece Ki67 humano e de macaco, validado para citometria de fluxo intracelular para medir a proliferação celular no ciclo celular e na pesquisa do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Macaco Ki67 mAb
Observações/Apelido	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4288
ID do Gene	4288
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2271-2370 do Ki67 humano (NP_002408.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P46013
Peso da Proteína	319kDa/359kDa
Envio	Saco com gelo