

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Macaco Ki67 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P46013

Número do item: CM0004283

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a Ki67, um marcador de proliferação. Validado para citometria de fluxo intracelular em amostras humanas e de cynomolgo. Ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco Ki67
Observações/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4288
GeneID	4288
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2271-2370 do Ki67 humano (NP_002408.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P46013
Peso Proteico	319kDa/359kDa
Transporte	Bolsa de gelo