

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Camundongo Cd276/B7-H3 Para Fc - Q5Zpr3-2

Número do item: CM0011499

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD276 (B7-H3) humano/camundongo conjugado com , validado para citometria de fluxo. Reconhece a isoforma 2 da molécula coestimulatória imune; peso molecular previsto ~34 kDa, observado em 33/52/57 kDa. Reage de forma cruzada com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Camundongo CD276/B7-H3
Observações/Apelido	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; antígeno CD276
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80381
GeneID	80381
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-245 do CD276/B7-H3 humano (NP_079516.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso Proteico	33kDa/52kDa/57kDa
Envio	Em saco de gelo