

Anticorpo Monoclonal Abflo 647 Coelho Anti-Humano/Rato Cd276/B7-H3 Para Citometria De Fluxo - Q5Zpr3-2

Número do item: CM0011368

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CD276 (B7-H3) conjugado a ABflo 647, validado para citometria de fluxo em amostras humanas e de rato. Baseado em imunógeno recombinante. UniProt Q5ZPR3-2. Ideal para pesquisa em imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Humano/Rato CD276/B7-H3 mAb
Observações/Apelidos	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80381
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-245 da CD276 humana (NP_079516.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso Proteico	33kDa/52kDa/57kDa
Envio	Bolsa de gelo