

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Camundongo Cd276/B7-H3 Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - Q5Zpr3-2

Número do item: CM0008351

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado contra CD276/B7-H3 (SWISS: Q5ZPR3-2). Adequado para citometria de fluxo com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudos de checkpoint imunológico e análise do microambiente tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Camundongo CD276/B7-H3 conjugado com
Observações/Apelido	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; Antígeno CD276
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	80381
GeneID	80381
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-245 do CD276/B7-H3 humano (NP_079516.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso Proteico	33kDa/52kDa/57kDa
Envio	Em saco de gelo