

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Rato Cd276/B7-H3 Para Citometria De Fluxo - Q5Zpr3-2

Número do item: CM0008003

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD276/B7-H3 humano/rato, uma molécula coestimuladora. Validado para citometria de fluxo. Reconhece a isoforma 2 (Q5ZPR3-2). Adequado para pesquisa de pontos de verificação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano/Rato CD276/B7-H3
Observações/Apelido	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80381
ID do Gene	80381
Imunogénio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-245 do CD276/B7-H3 humano (NP_079516.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso da Proteína	33kDa/52kDa/57kDa
Envio	Saco de gelo