

## Coelho Anti-Humano/Rato Cd351/Fcamr Mab - Q8Wwv6

Número do item: CM0008189

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade contra CD351/FCAMR, conjugado ao . Validado para citometria de fluxo com amostras humanas e de rato. Ideal para estudar respostas imunes mediadas por receptores de IgA/IgM.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Humano/Rato CD351/FCAMR mAb                                                                                       |
| Observações/Apelido | CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalfa/muR                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 83953                                                                                                                         |
| GeneID              | 83953                                                                                                                         |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-450 do CD351/FCAMR humano (Q8WWV6-1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                        |
| Aplicação           | FC                                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                                  |
| SWISS               | Q8WWV6                                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 57kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                  |