

Coelho Anti-Humano/Rato Foxp3 Anticorpo Monoclonal Para Fc (Intra) - Q9Bzs1

Número do item: CM0010070



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano/Rato FOXP3 para citometria de fluxo intracelular (FC intra). Reage cruzadamente com FOXP3 humano e de rato. Adequado para pesquisa de Treg.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Rato FOXP3 mAb
Observações/Apelido	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espécies	Humano/Rato
GeneID (humano)	50943
GeneID	50943
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FOXP3 humano/rato (NP_054728.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47 kDa/43 kDa/50 kDa/44 kDa
Envio	Saco de gelo