

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Rato Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Para Citometria De Fluxo - P08648

Número do item: CM0004140



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a integrina alfa-5 (ITGA5, CD49e) humana/de camundongo, validado para citometria de fluxo. Funciona como receptor de fibronectina envolvido na adesão celular. Adequado para pesquisa em IVD e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Camundongo Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e)
Observações/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3678
ID do Gene	3678
Imunógeno	Proteína recombinante da alfa 5 (ITGA5/CD49e) humana/de camundongo
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08648
Peso Proteico	115kDa
Envio	Bolsa de gelo