

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Murino Pdgfra (Cd140A) Para Fc - P16234

Número do item: CM0011547



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao domínio extracelular de PDGFR α (CD140a) humano/murino. Validado para citometria de fluxo (FC). Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-Humano/Murino PDGFR α /CD140a mAb de Coelho
Observações/Apelidos	PDGFR α ; CD140A; PDGFR-2; PDGFR2; GAS9; RHEPDGFR α ; receptor alfa do fator de crescimento derivado de plaquetas
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5156
GeneID	5156
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-524 da PDGFR α humana (NP_006197.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16234
Peso Molecular da Proteína	24kDa/82kDa/122kDa
Transporte	Bolsa de gelo