

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Camundongo Pdgfr α /Cd140A Para Fc - P16234

Número do item: CM0010095



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra PDGFR α /CD140a humano/camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar a sinalização de PDGF no desenvolvimento, cicatrização de feridas e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano/Camundongo PDGFR α /CD140a
Observações/Apelido	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5156
ID do Gene	5156
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-524 do PDGFR α humano (NP_006197.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16234
Peso Proteico	24kDa/82kDa/123kDa
Envio	Em saco de gelo