

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano/Rato/Macaco Foxp3 Para Citometria De Fluxo - Q9Bzs1

Número do item: CM0009820



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra FOXP3, validado para citometria de fluxo intracelular em humano, rato e cinomolgo. Ideal para identificação de Treg e estudos de função imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Rato/Macaco FOXP3
Observações/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espécie	Humano
GeneID	50943
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FOXP3 humano (NP_054728.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Cynomolgus
SWISS	Q9BZS1
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo