

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Rato/Macaco Foxp3 Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q9Bzs1

Número do item: CM0010523



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para FOXP3 humano, de rato e de cinomolgo, validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para pesquisa de Treg e estudos de homeostase imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano/Rato/Macaco FOXP3 mAb
Observações/Apelido	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espécies	Humano
GeneID (Humano)	50943
GeneID	50943
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FOXP3 humano (NP_054728.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Cinomolgo
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo