

Anticorpo Policlonal Anti-Ing3 De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Nxr8

Número do item: CM0024792



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ING3 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Detecta ING3, uma subunidade do complexo NuA4, apoiando pesquisas sobre cromatina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ING3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Eaf4; ING2; MEAF4; p47ING3; ING3
Espécie	Humano
GeneID	54556
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 do ING3 humano (NP_938008.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NXR8
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo