


Anticorpo Policlonel Coelho Anti-Kiaa0101 Para Wb E Elisa - Q15004

Número do item: CM0013544



introdução

Anticorpo policlonel de coelho direcionado ao KIAA0101 (PAF15) humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para aplicações de pesquisa em reparo de DNA, ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIAA0101 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	L5, PAF, OEATC, PAF15, OEATC1, p15PAF, NS5ATP9, OEATC-1, p15/PAF, KIAA0101, p15(PAF)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9768
ID do Gene	9768
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-111 do KIAA0101 humano (NP_055551.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15004
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo