


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Megalin/Lrp2 Para If-P E Fc (Intra) - P98164

Número do item: CM0009403



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a Megalin/LRP2 humano. Validado para imunofluorescência em secções de parafina (IF-P) e citometria de fluxo intracelular (FC). Reage cruzadamente com camundongo e rato. Indicado para estudos de endocitose, reabsorção renal e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Megalin/LRP2 Humano
Observações/Apelido	LRP2, DBS, GP330, proteína relacionada ao receptor de LDL 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4036
GeneID	4036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 4446-4655 de Megalin/LRP2 humano (NP_004516.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98164
Peso da Proteína	521kDa
Envio	Bolsa de gelo